



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,2U0

Terminal wagowy R dla modułów MAS.1

WX-008-0161



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Funkcje



Kontrola plus/minus



Odchyłki procentowe



Sumowanie ważeń



Liczenie sztuk



Wewnętrzny akumulator



Zatrzaśnięcie maksymalnego wskazania



Pomiar w Newtonach



Procedury GLP



Ważenie zwierząt



Pamięć ALIBI

Dane techniczne

Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	5,3" LCD (z podświetleniem)
Długość przewodu	1 m
Wymiary urządzenia S x G x W	195x110x60 mm
Masa netto	720 g
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 54
Klawiatura	membranowa

Konstrukcja

Obudowa Aluminium

Ilość przycisków 14



Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Moduły MAS1