



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,30A](http://radwag.com/fr/info,w1,30A)

## Cylindrique, ensembles (1 mg - 2 kg), boîte en bois



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	6 111,11 g
Valeur nominale	1 mg - 2 kg
Nombre	27 pièces

### Compatible avec

Pince à épiler

Pinceaux