



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,30A

Wzorce masy klasy F1, cylindryczne bez jamy adiustacyjnej, zestaw (1 mg - 2 kg), opakowanie drewniane

OK-201-0076



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	6 111,11 g
Wartość nominalna	1 mg – 2 kg
Ilość	27 szt

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle