



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,3BF](http://radwag.com/fr/info,w1,3BF)

# Le fil en acier, ensemble (1 mg - 500 mg), boîte plastique

OK-502-0002



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques |                  |
|--------------------------|------------------|
| Classe de précision OIML | E1               |
| Construction             |                  |
| Matière                  | Acier inoxydable |
| Masse                    | 1,11 g           |
| Valeur nominale          | 1 mg - 500 mg    |
| Quantité de pièces       | 12               |

## Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux