



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,3BF](http://radwag.com/pl/info,w1,3BF)

# Wzorce masy klasy E1, drut stalowy, zestaw (1 mg - 500 mg), opakowanie plastikowe

OK-502-0002



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	E1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	1,11 g
Wartość nominalna	1 mg - 500 mg
Ilość sztuk	12

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle