



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,3BF

## Paslanmaz elik tel, set (1 mg - 500 mg), plastik kutu



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	E1
Konstrüksiyon	
Malzeme	Paslanmaz elik
Ağırlık	1,11 g
Nominal deęer	1 mg - 500 mg
Ağırlık miktarı	12

### İle uyumlu

Cımbız

Fıralar