



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,3DP

Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny bez główki, bez jamy adiustacyjnej 20 g



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML | F1 |
| Konstrukcja | |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Wartość nominalna | 20 g |

Pasuje do

Pincety

Pędzle