



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,3KF

Powerbank ZR-04/1



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry elektryczne	
Zasilanie	Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A 60W (max) (ZR-04)
Parametry fizyczne	
Wymiary urządzenia	153×69×42 mm
Wymiary opakowania	230×190×80 mm
Masa netto	645 g
Masa brutto	900 g

Model: Baseus Ambilight 65W Power bank 30000 mAh



Pasuje do

Mikrowaga XA 5Y.M.A.P do kalibracji pipet
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P
Waga wielofunkcyjna C32

Ultra-mikrowaga UYA 5Y
Waga analityczna AS 5Y
Waga precyzyjna PS R2.H

Detektory tunelowe
Waga platformowa C315
Waga precyzyjna 5Y.PM
Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F
Wagi WLY do KTP
Waga analityczna AS X7
Waga precyzyjna PS X2
Waga analityczna AS X2 PLUS
Waga niemowlęca C315.D
Mikrowaga XA 5Y.M.A
Waga precyzyjna WLC
Waga precyzyjna PS R2
Wagi płozowe C315.4P2
Waga precyzyjna WLC X7
Wagi PS X2 do KTP
Terminal wagowy PUE CY10
Waga wielofunkcyjna CY10
Waga platformowa C315.4
Waga precyzyjna C32.PM
Waga precyzyjna PS X7
Wagi WPY do KTP
Waga analityczna XA 5Y.A
Wagi paletowe C315.4P

Waga precyzyjna WTC
Waga precyzyjna CY10
Waga osobowa C315.OW
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F
Waga precyzyjna WLY
Waga precyzyjna WLC C/2
Mikrowaga MYA 5Y
Waga precyzyjna PS R1
Waga analityczna XA 5Y
Waga analityczna AS R2 PLUS
Terminal wagowy PUE C32
Terminal wagowy PUE 7.1
Waga precyzyjna PS 5Y
Przewody RS 232, RS 485
Mikrowaga XA 5Y.M
Terminal wagowy PUE C315
Ultra-mikrowaga do filtrów UYA 5Y.F
Waga łózkowa C315.4B
Powerbanki
Waga krzeselkowa C315.K
Mikrowaga XA 5Y.M.A.S do ważenia stentów
Waga łózkowa najazdowa C315.8B