



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,3KF](http://radwag.com/pl/info,w1,3KF)

## Powerbank ZR-04/1

WX-015-0329



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry elektryczne	
Zasilanie	Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A 60W (max) (ZR-04)
Parametry fizyczne	
Wymiary urządzenia	153×69×42 mm
Wymiary opakowania	230×190×80 mm
Masa netto	645 g
Masa brutto	900 g

Model: Baseus Ambilight 65W Power bank 30000 mAh



### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P  
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P  
Waga wielofunkcyjna C32

Wagi paletowe C315.4P  
Ultra-mikrowaga UYA 5Y  
Waga analityczna AS 5Y

Waga platformowa C315  
Waga precyzyjna 5Y.PM  
Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F  
Wagi WLY do KTP  
Waga analityczna AS X7  
Waga precyzyjna PS X2  
Waga analityczna AS X2 PLUS  
Wagi PS X7 do KTP  
Waga niemowlęca C315.D  
Mikrowaga XA 5Y.M.A  
Waga precyzyjna WLC  
Waga precyzyjna PS R2  
Wagi płozowe C315.4P2  
Waga precyzyjna WLC X7  
Wagi CY10 do KTP  
Wagi PS X2 do KTP  
Terminal wagowy PUE CY10  
Waga wielofunkcyjna CY10  
Waga platformowa C315.4  
Waga precyzyjna C32.PM  
Waga precyzyjna PS X7  
Wagi WPY do KTP  
Waga analityczna XA 5Y.A

Wagi PS 5Y do KTP  
Waga precyzyjna PS R2.H  
Waga precyzyjna WTC  
Waga precyzyjna CY10  
Waga osobowa C315.OW  
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F  
Waga precyzyjna WLY  
Waga precyzyjna WLC C/2  
Mikrowaga MYA 5Y  
Waga precyzyjna PS R1  
Waga analityczna XA 5Y  
Waga analityczna AS R2 PLUS  
Terminal wagowy PUE C32  
Terminal wagowy PUE 7.1  
Waga precyzyjna PS 5Y  
Mikrowaga XA 5Y.M  
Terminal wagowy PUE C315  
Ultra-mikrowaga do filtrów UYA 5Y.F  
Waga łózkowa C315.4B  
Waga krzeselkowa C315.K  
Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S  
Waga łózkowa najazdowa C315.8B