



More information on the website  
[radwag.com/it/info,w1,3Y5](https://radwag.com/it/info,w1,3Y5)

## Cilindrico con cavità di adiacenza, set (1 mg - 1 kg), imballaggi in plastica



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Specifiche

Parametri metrologici	
Classe OIML	F1
Costruzione	
Materiale	Stainless steel
Peso	2 111,11 g
Valore nominale	1 mg – 1 kg
Numero	25 pcs

### Compatibile con

Pinzette

Pennelli