



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,3Y5

Cilindrico con cavità di adiacenza, set (1 mg - 1 kg), imballaggi in plastica



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Foglio di calcolo

| Parametri metrologici | |
|-----------------------|-----------------|
| Classe OIML | F1 |
| Costruzione | |
| Materiale | Stainless steel |
| Peso | 2 111,11 g |
| Valore nominale | 1 mg - 1 kg |
| Numero | 25 pcs |

Compatibile con

Pinzette

Pennelli