



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,43L](https://radwag.com/de/info,w1,43L)

# Hängende selbstzentrierende Waagschale für manuellen Massenkomparator WAY 100.5Y.KO



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

Die hängende selbstzentrierende Waagschale ist speziell für die manuellen Komparatoren WAY 5Y.KO konzipiert.

Installation Sie wird während der Produktionsphase des Geräts anstelle der Standard-Waagschale installiert und muss daher bei der Bestellung eines Massekomparators mitbestellt werden (sie wird nicht als separates Produkt verkauft). Die Waagschale hat die folgenden Funktionen: außermittige Positionierung mehrerer Gewichte, die das resultierende Komparatornormal bilden, Positionierung des Schwerpunkts des Prüfnormals und des Referenznormals immer an der gleichen Stelle.



# Kompatibel mit

Manueller Massekomparator WAY 5Y.KO