



# Selbstzentrierende Hängewaagschale für manuellen Massekomparator WAY 100.5Y.KO

WX-001-0425



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

Die selbstzentrierende Hängewaagschale ist für manuelle Massekomparatoren der Serie WAY 5Y.KO bestimmt.

**Installation** Sie wird während der Produktionsphase des Geräts anstelle der Standard-Waagschale installiert und muss daher bei der Bestellung eines Massekomparators mitbestellt werden (sie wird nicht als separates Produkt verkauft). Die Waagschale hat die folgenden Funktionen: außermittige Positionierung mehrerer Gewichte, die das resultierende Komparatornormal bilden, Positionierung des Schwerpunkts des Prüfnormals und des Referenznormals immer an der gleichen Stelle.



## Kompatibel mit (Additional Fee)

Manueller Massekomparator WAY 5Y.KO