



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,45X](https://radwag.com/de/info,w1,45X)

# Prüfgewichte der E2 Klasse, Stahldraht, Satz (1 mg - 500 mg), Holz-Etui



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter |               |
|--------------------------|---------------|
| OIML-Klasse              | E2            |
| Konstruktion             |               |
| Material                 | Edelstahl     |
| Gewicht                  | 11,1 g        |
| Nominalwert              | 1 mg - 500 mg |
| Anzahl der Stücke        | 12            |

## Kompatibel mit

Pinzetten

Pinself