



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,45X

## Paslanmaz çelik tel, set (1 mg - 500 mg), tahta kutu



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler |                 |
|-------------------------|-----------------|
| OIML sınıfı             | E2              |
| Konstrüksiyon           |                 |
| Malzeme                 | Paslanmaz çelik |
| Ağırlık                 | 11,1 g          |
| Nominal değer           | 1 mg - 500 mg   |
| Ağırlık miktarı         | 12              |

### İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar