



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,45X

## Paslanmaz elik tel, set (1 mg - 500 mg), tahta kutu



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	E2
Konstrüksiyon	
Malzeme	Stainless steel
Ağırlık	11,1 g
Nominal deęer	1 mg - 500 mg
Ağırlık miktarı	12

### İle uyumlu

Cımbız

Fıralar