



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,45X

Paslanmaz elik tel, set (1 mg - 500 mg), tahta kutu



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	E2
Konstrüksiyon	
Malzeme	Paslanmaz elik
Ađırlık	11,1 g
Nominal deđer	1 mg - 500 mg
Ađırlık miktarı	12

İle uyumlu

Cımbız

Fıralar