



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,4B3

Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny, monoblok bez jamy adiustacyjnej 1 g

OP-203-0084



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML F1

Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 1 g

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle