



# Szalka samocentrująca do komparatora HRP 1000

WX-001-0137



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Opis

"Pływająca" szalka samocentrująca przeznaczona do komparatora HRP KO. Stosowana jest wmiennie w miejsce standardowej szalki i jest montowana na etapie produkcji urządzenia. Należy zatem zamówić szalkę przy zakupie komparatora serii HRP KO, nie jest sprzedawana jako osobny produkt..

Zadaniem szalki jest stabilizowanie i poziomowanie niecentrycznie ustawianych odważników, jak również możliwość rozlokowywania niecentrycznie kilku odważników stanowiących wynikową wzorca porównawczego.

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Manualny komparator masy HRP 5Y.KO