



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,4P9

Lettore di codici a bare PD9330-AR

WX-006-0030



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Costruzione	
Punteggio IP	IP 65
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232, USB
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	-20 – +50 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 – +70 °C
Parametri fisici	
Device dimensions	212×110×74 mm
Resistenza della goccia [m]:	2
Codice a barre operativo:	1D, GS1 Databar
Tecnologia di lettura:	Single line laser
Codice contrasto richiesto [%]:	25

Compatibile con (Additional Fee)

Termobilancia MA X7.IC.A	WAY 5Y.KO Comparatore di massa manuale
Moduli MUYA	UYA 5Y Ultra-Microbilancia
Bilancia multifunzione in acciaio inox HX7 H	Termobilancia MA 5Y.IC
Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N H	Termobilancia MA R
Multifunzione bilancia a piattaforma HX7.4C	Bilancia analitica AS 5Y
Bilancia multifunzione HX7 HR	Comparatore di massa automatico AK-4
Microbilancia per la calibrazione delle pipette XA 5Y.M.A.P	Bilance PS 5Y per controllo CPC
Bilancia multifunzione WPY	Comparatore di massa automatico AKM-2
Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P	Bilancia di precisione PS R2.H
Bilance ad alta risoluzione in acciaio inox HY10.HRP H	Bilance HY10.H per controllo CPC
Termobilancia MA 5Y	Bilancia di precisione CY10
Bilancia di precisione 5Y.PM	Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F
Microbilancia per filtri MYA 5Y.F	Bilancia di precisione WLY
Bilance multifunzione supporti di pesata in acciaio inox HX7.4P H	Comparatore di massa automatico UMA
Bilancia multifunzione in acciaio inox TMX H	APP 5Y.KO Comparatore di massa manuale
Bilance WLY per controllo CPC	Comparatori di massa robotici
AS X7 Bilancia analitica	Comparatori di densità
Bilance PS X7 per controllo CPC	Microbilancia MYA 5Y
Bilancia multifunzione TMX	Bilancia di precisione PS R1
Microbilancia XA 5Y.M.A	Bilancia analitica XA 5Y
Bilancia di precisione PS R2	Termobilance MA X2.A
Bilancia di precisione WLC X7	5Y.PM.KB Comparatore di massa manuale
Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N H.LD	Bilancia analitica AS R2 PLUS
Bilance CY10 per controllo CPC	Terminale di pesata PUE C32
Sistemi automatici controllo peso DWT/RC/HYF	Terminale di pesata PUE 7.1
Terminale di pesata PUE CY10	Terminale di pesata PUE HX7
Bilancia multifunzione CY10	Terminale di pesata PUE 5
Bilance multifunzione pesa pallet in acciaio inox HX7.4P H	HRP 5Y.KO Comparatore di massa manuale
Bilancia multifunzione HY10	Bilancia di precisione PS 5Y
Bilancia multifunzione in acciaio inox HY10 H	Comparatori di massa automatici a vuoto
Bilance ad alta risoluzione HY10.HRP	Termobilancia PMV 5Y
Bilancia di precisione C32.PM	XA 5Y.KO Comparatore di massa manuale
Bilance ad alta risoluzione PUE 7.1 HRP	HRP 5Y.KB Comparatore di massa manuale
Bilance automatiche per la taratura delle pipette	Microbilancia XA 5Y.M
Bilancia multifunzione HX7	UYA 5Y.KO Comparatore di massa manuale
Termobilancia MA X7.A	Bilancia analitica AS R1 PLUS
Multifunzione Bilancia in acciaio inox versioni con base a compasso	UYA 5Y.F Ultra-microbilancia per filtri
HX7.4 H/Z	Bilancia a piattaforma impermeabile H315 H
Bilancia di precisione PS X7	Bilance multifunzione pesa pallet HX7.4P
Bilance WPY per controllo CPC	Nano-Comparatore NANO.AK-4.500.5Y
Bilancia analitica XA 5Y.A	Microbilancia per stent XA 5Y.M.A.S
Multifunzione bilancia a piattaforma in acciaio inox HX7.4 H	
Multifunzione supporti di pesata HX7.4P2	