



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,4P9

Skaner kodów kreskowych PD9330-AR

WX-006-0030



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 65
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	RS232, USB
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-20 – +50 °C
Temperatura przechowywania	-40 – +70 °C
Parametry fizyczne	
Wymiary urządzenia	212×110×74 mm
Bezpieczny upadek na twardą powierzchnię [m]:	2
Obsługiwane kody kreskowe:	1D, GS1 Databar
Technologia odczytu:	Single line laser
Wymagany kontrast kodu [%]:	25

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Wagosuszarka MA X7.IC.A
 Moduły MUYA
 Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H
 Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H
 Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C
 Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR
 Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P
 Waga wielofunkcyjna WPY
 Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P
 Waga nierdzewna wysokiej rozdzielczości HY10.HRP.H
 Wagosuszarka MA 5Y
 Waga precyzyjna 5Y.PM
 Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F
 Wielofunkcyjne wagi płozowe nierdzewne HX7.4P2 H
 Waga wielofunkcyjna nierdzewna TMX H
 Wagi WLY do KTP
 Waga analityczna AS X7
 Wagi PS X7 do KTP
 Waga wielofunkcyjna TMX
 Mikrowaga XA 5Y.M.A
 Waga precyzyjna PS R2
 Waga precyzyjna WLC X7
 Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H.LD
 Wagi CY10 do KTP
 Wagi dynamiczne DWT/RC/HYF
 Terminal wagowy PUE CY10
 Waga wielofunkcyjna CY10
 Wielofunkcyjne wagi paletowe nierdzewne HX7.4P H
 Waga wielofunkcyjna HY10
 Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H
 Waga wysokiej rozdzielczości HY10.HRP
 Waga precyzyjna C32.PM
 Waga wysokiej rozdzielczości PUE 7.1.HRP
 Wagi automatyczne do kalibracji pipet
 Waga wielofunkcyjna HX7
 Wagosuszarka MA X7.A
 Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna zagłębiana HX7.4 H/Z
 Waga precyzyjna PS X7
 Wagi WPY do KTP
 Waga analityczna XA 5Y.A
 Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H

Wielofunkcyjne wagi płozowe HX7.4P2
 Manualny komparator masy WAY 5Y.KO
 Ultra-mikrowaga UYA 5Y
 Wagosuszarka MA 5Y.IC
 Wagosuszarka MA R
 Waga analityczna AS 5Y
 Automatyczny komparator masy AK-4
 Wagi PS 5Y do KTP
 Automatyczny komparator masy AKM-2
 Waga precyzyjna PS R2.H
 Wagi HY10.H do KTP
 Waga precyzyjna CY10
 Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F
 Waga precyzyjna WLY
 Automatyczny komparator masy UMA
 Manualny komparator masy APP 5Y.KO
 Robotyczne komparatory masy
 Komparatory do pomiaru gęstości
 Mikrowaga MYA 5Y
 Waga precyzyjna PS R1
 Waga analityczna XA 5Y
 Wagosuszarki MA X2.A
 Manualny komparator masy 5Y.PM.KB
 Waga analityczna AS R2 PLUS
 Terminal wagowy PUE C32
 Terminal wagowy PUE 7.1
 Terminal wagowy PUE HX7
 Terminal wagowy PUE 5
 Manualny komparator masy HRP 5Y.KO
 Waga precyzyjna PS 5Y
 Automatyczne Próżniowe Komparatory Masy
 Wagosuszarka PMV 5Y
 Manualny komparator masy XA 5Y.KO
 Manualny komparator masy HRP 5Y.KB
 Mikrowaga XA 5Y.M
 Manualny komparator masy UYA 5Y.KO
 Ultra-mikrowaga do filtrów UYA 5Y.F
 Waga platformowa wodoodporna H315 H
 Wielofunkcyjne wagi paletowe HX7.4P
 Nano-komparator NANO.AK-4.500.5Y
 Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S