



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,4SS

Prüfgewicht der F1 Klasse - Zylindergewicht mit Griff - 5 kg

OP-203-0125



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--------------------------|-----------|
| OIML-Klasse | F1 |
| Konstruktion | |
| Material | Edelstahl |
| Nominalwert | 5 kg |

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinsel