



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,53H](https://radwag.com/de/info,w1,53H)

# Prüfgewicht der F1 Klasse - Zylindergewicht mit Ringschraube - 100 kg - Holzkoffer



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter |           |
|--------------------------|-----------|
| OIML-Klasse              | F1        |
| Konstruktion             |           |
| Material                 | Edelstahl |
| Nominalwert              | 100 kg    |

## Kompatibel mit

Pinsel