



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,57D](https://radwag.com/de/info,w1,57D)

# Prüfgewichte der E1 Klasse - Knopfgewichte, Satz (1 mg - 100 g), Holz- Etui



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

### Messtechnische Parameter

OIML-Klasse E1

### Konstruktion

Material Edelstahl  
 Gewicht 211,11 g  
 Nominalwert 1 mg – 100 g  
 Anzahl 21 St.

## Kompatibel mit

Pinzetten

Pinself