



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,57D](http://radwag.com/fr/info,w1,57D)

# Cylindrique, ensemble (1 mg - 100 g), boîte en bois

OK-501-0038



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	E1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	211,11 g
Valeur nominale	1 mg – 100 g
Nombre	21 pièces

## Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux