



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,5LK

Wzorce masy klasy M1, cylindryczne, zestaw (1 mg - 50 g), opakowanie plastikowe

OK-402-0071



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	M1
Masa	111,11 g
Wartość nominalna	1 mg – 50 g
Ilość	20 szt

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle