



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,6GR](http://radwag.com/de/info,w1,6GR)

# Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte, Set (1 g - 500 g), Kunststoff-Etui

OK-202-0075



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	1 110 g
Nominalwert	1 – 500 g
Anzahl	12 St.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinzel