



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,6MS](https://radwag.com/pl/info,w1,6MS)

## Wzorce masy klasy M1, cylindryczne, zestaw (1 g - 100 g), opakowanie plastikowe



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	M1
Masa	210 g
Wartość nominalna	1 g - 100 g
Ilość	9 szt

### Pasuje do

Pędzle