



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,6NX](https://radwag.com/de/info,w1,6NX)

## Kabel PT0453



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Beschreibung

Das Kabel PT0453 wird für den Anschluss der 5Y-Waage oder des PUE CY10-Terminals an einen printer RADWAG RTP verwendet. Die Standardlänge beträgt 2 m.

### Kompatibel mit

Mikrowaage XA 5Y.M.A  
Analysenwaage XA 5Y.A  
Analysenwaage AS 5Y  
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F

Analysenwaage XA 5Y  
Automatische Zuführung  
Mikrowaage XA 5Y.M  
Thermische Drucker