



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,6NX

Cavo PT0453



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Caratteristiche generali

Cavo PT0453 serve per collegare la bilancia serie 5Y o il terminale PUE CY10 con l'alimentatore PA-04/H. La sua lunghezza standard è di 2 m.

Compatibile con

Microbilance XA 5Y.M.A
Bilance analitiche XA 5Y.A
Bilance analitiche AS 5Y
Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F

Bilance analitiche XA 5Y
Alimentatore campioni automatico
Microbilance XA 5Y.M
Stampanti di ricevuta