



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,6YQ

Wzorce masy klasy E2, cylindryczne, zestaw (1 g - 1 kg), opakowanie drewniane



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML | E2 |
| Konstrukcja | |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Masa | 2 110 g |
| Wartość nominalna | 1 g - 1 kg |
| Ilość | 13 szt |

Pasuje do

Pincety

Pędzle