



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,6YQ

Wzorce masy klasy E2, cylindryczne, zestaw (1 g - 1 kg), opakowanie drewniane

OK-101-0034



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML E2

Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Masa 2 110 g

Wartość nominalna 1 g – 1 kg

Ilość 13 szt

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle