



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,6YQ

## Silindirik ağırlık seti (1 g - 1 kg), tahta kutuda



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler |                 |
|-------------------------|-----------------|
| OIML sınıfı             | E2              |
| Konstrüksiyon           |                 |
| Malzeme                 | Paslanmaz çelik |
| Ağırlık                 | 2 110 g         |
| Nominal değer           | 1 g – 1 kg      |
| Quantity                | 13 adet         |

### İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar