



More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,70I](http://radwag.com/es/info,w1,70I)

# Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 mg - 500 g), caja de plástico

OK-202-0067



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

### Parámetros metrológicos

Clase OIML	F1
------------	----

### Construcción

Material	Acero inoxidable
----------	------------------

Masa	1 111,11 g
------	------------

Valor nominal	1 mg - 500 g
---------------	--------------

Número	24 pieza
--------	----------

## Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos