



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,74S](http://radwag.com/fr/info,w1,74S)

# Cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage, ensemble (1 g - 10 kg), boîte plastique

OK-202-0061



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques |                  |
|--------------------------|------------------|
| Classe de précision OIML | F1               |
| Construction             |                  |
| Matière                  | Acier inoxydable |
| Masse                    | 21 110 g         |
| Valeur nominale          | 1 g – 10 kg      |
| Nombre                   | 17 pièces        |

## Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux