



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,74S

F1 Kütle standardı- ayar delikli silindirik ağırlıklar, set (1 g - 10 kg), plastik kutulu



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	F1
Konstrüksiyon	
Malzeme	Paslanmaz çelik
Ağırlık	21 110 g
Nominal değer	1 g – 10 kg
Quantity	17 adet

İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar