



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,7FM](http://radwag.com/pl/info,w1,7FM)

# Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny z oczkiem 1000 kg - opakowanie serwisowe

OP-204-0011



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	1000 kg

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle