



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,7FN](http://radwag.com/de/info,w1,7FN)

# Prüfgewicht der F1 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Satz (1 mg - 5 kg), Kunststoff-Etui

OK-202-0070



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	11 111,11 g
Nominalwert	1 mg – 5 kg
Anzahl	28 St.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinself