



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,7FN

## F1 Kütle standardı- ayar delikli silindirik ağırlıklar, set (1 mg - 5 kg), plastik kutulu



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler |                 |
|-------------------------|-----------------|
| OIML sınıfı             | F1              |
| Konstrüksiyon           |                 |
| Malzeme                 | Stainless steel |
| Ağırlık                 | 11 111,11 g     |
| Nominal değer           | 1 mg - 5 kg     |
| Quantity                | 28 pcs          |

### İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar