



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,7FR](https://radwag.com/pl/info,w1,7FR)

## Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny z 4 uchwytami 200 kg - opakowanie drewniane



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	200 kg

### Pasuje do

Pędzle