



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,7H5](https://radwag.com/fr/info,w1,7H5)

## Cylindrique, ensemble (1 g - 200 g), boîte plastique



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	E1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	610 g
Valeur nominale	1 – 200 g
Nombre	11 pièces

### Compatible avec

Pince à épiler

Pinceaux