



More information on the website  
radwag.com/de/info,w1,7JG

# Pinzette 185 mm mit Spitze aus Kohlefaser für Prüfgewichte bis 200 g

OA-102-0010



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

| Konstruktion            |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Material                | Edelstahl, Kohlefaser |
| Physikalische Parameter |                       |
| Länge                   | 185 mm                |

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Prüfgewichte der E1 Klasse - Knopfgewichte, Sätze (1 mg - 10 kg)  
 Prüfgewichte der F1 Klasse - Stahldraht  
 Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Sätze  
 Prüfgewichte der F2 Klasse - Stahldraht  
 Prüfgewichte der F2 Klasse - Trägergewichte  
 Prüfgewichte der E2 Klasse - Stahldraht  
 Prüfgewichte der E2 Klasse - Knopfgewichte, Sätze (1 mg - 10 kg)  
 Prüfgewichte der F2 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Sätze  
 Prüfgewichte der E2 Klasse - Zylindergewichte, Sätze (1 g - 10 kg)  
 Prüfgewichte der F2 Klasse -

Prüfgewichte der E2 Klasse - Stahldraht, Sätze (1 mg - 500 mg)  
 Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer  
 Prüfgewichte der E2 Klasse - Knopfgewichte  
 Prüfgewichte der E2 Klasse - Plättchenform  
 Prüfgewichte der F1 Klasse - Plättchenform, Sätze  
 Prüfgewichte der E1 Klasse - Stahldraht  
 Prüfgewichte der F2 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer  
 Prüfgewichte der F2 Klasse - Plättchenform, Sätze  
 Prüfgewichte der M1 Klasse - Knopfgewichte  
 Prüfgewichte der E1 Klasse - Plättchenform  
 Prüfgewichte der E1 Klasse - Knopfgewichte  
 Prüfgewichte der E2 Klasse - Plättchenform, Sätze (1 mg - 500 mg)  
 Prüfgewichte der E1 Klasse - Plättchenform, Sätze (1 mg - 10 kg)

Schlitzgewichte  
Prüfgewichte der M1 Klasse - Plättchenform  
Prüfgewichte der F2 Klasse - Plättchenform  
Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte, Sätze  
Prüfgewichte der F1 Klasse - Plättchenform  
Prüfgewichte der E1 Klasse - Stahldraht, Sätze (1 mg – 500 mg)  
Prüfgewichte der F1 Klasse -  
Zylindergewichte  
Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte

Prüfgewichte der F2 Klasse - Stahldraht, Sätze  
Prüfgewichte der F1 Klasse - Stahldraht, Sätze  
Prüfgewichte der M1 Klasse - Plättchenform, Sätze