



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,7TT

## Silindirik ağırlık seti (1 mg - 500 g), tahta kutuda



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

|               |              |
|---------------|--------------|
| OIML sınıfı   | M1           |
| Ağırlık       | 1 111,11 g   |
| Nominal değer | 1 mg - 500 g |
| Quantity      | 24 adet      |

### İle uyumlu

Fırçalar