



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,7YL

Wzorzec masy klasy M1 - cylindryczny z oczkiem 250 kg



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML | M1 |
| Konstrukcja | |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Wartość nominalna | 250 kg |

Pasuje do

Pędzle