



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,86L

Prüfgewicht der F2 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Set (1 mg - 100 g), Kunststoff-Etui



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--------------------------|--------------|
| OIML-Klasse | F2 |
| Konstruktion | |
| Material | Edelstahl |
| Gewicht | 211,11 g |
| Nominalwert | 1 mg - 100 g |
| Anzahl | 21 St. |

Kompatibel mit

Pinzetten

Pinself