



More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,86L](http://radwag.com/es/info,w1,86L)

# Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 mg - 100 g), caja de plástico

OK-302-0035



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Clase OIML	F2
Construcción	
Material	Acero inoxidable
Masa	211,11 g
Valor nominal	1 mg – 100 g
Número	21 pieza

## Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos