



## KIT 85 - Set zur Dichtebestimmung von Feststoffen und Flüssigkeiten



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Beschreibung

Das Set zum Bestimmen der Dichte von festen Körpern und Flüssigkeiten ist für Laborwaagen mit Schalen mit einem Durchmesser von  $\varnothing$  85 und  $\varnothing$  100 mm vorgesehen.

Das Set wird aus Edelstahl hergestellt und ermöglicht die Dichtebestimmung von:


festen Körpern (durch eine Messung von kleinen Proben), Flüssigkeiten.

### Kompatibel mit


Analysenwaage AS X7  
Analysenwaagen AS X2 PLUS  
Analysenwaage XA 5Y.A  
Analysenwaage AS 5Y

Analysenwaage für Filter XA 5Y.F  
Analysenwaage XA 5Y  
Analysenwaage AS R2 PLUS  
Analysenwaage AS R1 PLUS


### Abmessungen des Geräts




KIT 85




KIT 128



KIT 195



KIT 195.M



Granulte density  
determination KIT