

KIT 85 - Kit pour indication de densité d'états solides et de liquides



WX-001-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Description

Le kit à déterminer la densité d'états solides et de liquides est conçu pour les balances de laboratoire avec le plateau ø85 et ø100 mm.

Le kit est réalisé en acier inoxydable et rend possible l'indication de la densité :

d'états solides (y compris les granulés) de liquides


Le kit 85 est équipé de l'élément supplémentaire – le kit des plateaux dédié à examiner les granulés avec la densité inférieure ou supérieure de 1g/cm3.

Compatible avec (Additional Fee)

Balance analytique AS X7 Balance analytique XA 5Y.A Balance analytique AS 5Y Balance analytique pour filtres XA 5Y.F Balance analytique XA 5Y Balance analytique AS R2 PLUS Balance analytique AS R1 PLUS

Dimensions d'appareil L x P x H

KIT 195.M



Granulte density determination KIT