



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,8FF](http://radwag.com/pl/info,w1,8FF)

## Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny bez jamy adiustacyjnej 20 kg



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	20 kg

### Pasuje do

Pędzle