



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,8FF](http://radwag.com/pl/info,w1,8FF)

## Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny bez jamy adiustacyjnej 20 kg



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML F1

#### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 20 kg

### Pasuje do

Pędzle